

## Untersuchung RAC-kontrollierte Akupunktur/Ohrakupunktur Stufe 2

<u>Was</u>	<u>Auflagen</u>	<u>Wo</u>	<u>Womit</u>	<u>Therapie</u>
<b>Voruntersuchung</b>				
Oszillation	∅	Yintang Mgo	Ultra-/Lidocain/ Cherry Plum, (od. +3V) Zuordnung: Check-P → Suche mit Ampulle (od. 3V)	Erdung AP Störherd (Go) Evtl. AP MgO bds (Stahl)
Inversion	+9V Ipsilateral re und li	Yintang	Ultra-/Lidocain/ Cherry Plum Zuordnung: Ultra-/Lidocain/ Cherry Plum, besser: Bestimmung auf KS6, ob Histamin od. Endoxan → Suche damit	AP Störherd evtl. Ggl. stellatum
Händigkeit	2 Stäbe: + 9V dom, - 9V n-d	Yintang	Ultra-/Lidocain/ Cherry Plum od. +3V	
Lateralitäts- instabilität	∅	LSP dom.	Ginseng od. +3V	Kontrolle am Schluss, wenn noch aktiv→ AP
<b>Störherde</b>				
SHP (m)	+9V kontralateral	1: Histamin 2: Endoxan 3: Cytotec 4: Vit. C 5: Ginseng	SH-Ampulle (od. 3V)	
KSP (t)	+9V ipsilateral	Ohr re od. li	SH-Ampulle	nur markieren, erst nach Symptompkt. stechen
<b>Symptomatik</b>				
TPP	+9V ipsilateral	Ohr re od. li	+/-3V	Symptompkte (Go od. Si) werden zuerst gestochen
MPP	+9V kontralateral	Ohr re od. li	+/-3V	Symptompkte (Go od. Si) werden zuerst gestochen
OFP	1-Stab: + 9V dom, - 9V n-d	Ohr re od. li	+/-3V	meist Vitamingabe
<b>Energetik</b>				
Kardinalpkte	∅	Ohr re und li	+ 3V	Am Schluss, evtl. 1. KP zu Beginn stechen
Hauptenergie- Punkte	∅	Nullpkt. +LG4	+ 3V	Am Schluss
Erbenergiepkte	∅	Ni3, Ni7, Lu7	+ 3V	Am Schluss
Regenerations- punkte	∅	MdR und MdQi	+ 3V	Am Schluss